

BŐRGYÓGYÁSZ INFO

KÉTHAVONTA MEGJELENŐ, INGYENES SZAKMAI FOLYÓIRAT • IV. ÉVFOLYAM V. SZÁM

2008. SZEPTEMBER

A MAGYAR MAGÁNBŐRGYÓGYÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA

HairClinic®

hajerősítő kapszula

KERATONIL COMPLEX™



**Hajhullás ellen,
a gyönyörű,
dús hajért**

HairClinic®
hajerősítő kapszula

KERATONIL COMPLEX™
• Biotin (vit. B7) 10 mg
• Szilícium (vit. B12) 10 mg
• Vas (vit. B12) 10 mg
• Zink (vit. B12) 10 mg
• Kalcium (vit. B12) 10 mg
• Magnézium (vit. B12) 10 mg
• Kálium (vit. B12) 10 mg
• Nádium (vit. B12) 10 mg
• Kén (vit. B12) 10 mg
• Fosfor (vit. B12) 10 mg
• Szelén (vit. B12) 10 mg
• Cink (vit. B12) 10 mg
• Vas (vit. B12) 10 mg
• Kalcium (vit. B12) 10 mg
• Magnézium (vit. B12) 10 mg
• Kálium (vit. B12) 10 mg
• Nádium (vit. B12) 10 mg
• Kén (vit. B12) 10 mg
• Fosfor (vit. B12) 10 mg
• Szelén (vit. B12) 10 mg

A szép, dús hajért

Étrend-kiegészítő. Kapható a patikákban.
Forgalmazza: PNG Kft. Bp. 1112, Apahida u. 3.

VÁLLALKOZÁSI FORMÁK
AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
ÉS AKTUÁLIS JOGI
VONATKOZÁSAIK IV.

Dr. Kovács Zsolt

VÉLEMÉNY –
A RECEPTÍRÁS DÍJA

Dr. Nyirkos Péter

A PERMETRIN (INFECTOSCAB® 5% KRÉM)
HELYE ÉS SZEREPE A SCABIES KORSZERŰ
KEZELÉSÉBEN ÉS A SCABIES JÁRVÁNYOK
MEGFÉKEZÉSÉBEN

MUDr. Szép Zoltán, PhD.

GENITÁLIS FEJLŐDÉSI
RENDELLENESÉGEK
VENEROLÓGIAI
PRAXISOMBAN

Dr. Veres Gábor



bővíthetőség, multifunkcionalitás, state of the art technológia

HARMONY[®]XL

- különféle fényterápiás technológiák tárháza
- több mint 60 féle felhasználási terület
- nagy kimeneti teljesítmény a határfok növelésére
- hordozhatóság

Alma Lasers
Wellbeing Through Technology

Alkalmazott technológiák:

- **Fejlett Villanófényes Technológia (AFT)** - pulzsfényen alapuló technológia, amely a bőrproblémák széles skálájának kezelésére szolgál, beleértve a bőrfiatalítást, az érsérülések és pigmenthibák kezelését, szőrtelenítést és akne kezelést.
- **Közeleli Infravörös Technológia** - 780-1000nm modul, a bőr mély melegítésére és a petyhüdt bőr tónusának javítására, főképp arcon, nyakon és felkaron.
- **Long Pulse 1064nm Nd: YAG Technológia** - az arcbőr ráncainak, valamint a mélyebb és pókhálószerű lábviszerek kezelésére
- **Q-Switched Nd: YAG Technológia** - tetoválások eltávolításához és pigment hibák kezelésére.
- **Erbium YAG Laser Technológia** - minimális esztétikai sebészeti beavatkozások kiegészítésére, mint például a rántalanítás és a sebhelyek kezelése.
- **Long-Pulse 1320nm Nd: YAG Technológia** - az arcon található ráncok kezelésére műtéti beavatkozás nélkül, valamint a megereszkedett bőr kinézetének javításához.
- **Pulzáló UVB Technológia** - a pigment-hiányos és a pszoriázisos (pikkelysömörös) bőr helyreállítására.
- **Pixel 2940nm Er: YAG Technológia** - a bőr frakcionált rántalanítására.
- **Yellow LED Technológia** - hatékonyan csökkenti a bőr kezelés utáni kipirosodását valamint gyorsítja a gyógyulást.

Lézer 360 protokoll – bőrfiatalító program Harmony XL készülékkel

Mi is a lézer 360 bőrfiatalítás?

3 különféle technológia + 60 nap = a bőr teljes megfiatalodása

A Harmony rendelkezik az egyetlen olyan rendszerszintű kezelési protokollal, mely a páciensek bőrének kulcsfontosságú tulajdonságait együttesen célozza:

Bőrszín, bőrszerkezet, bőrtónus és bőrfeszesség.

A Harmony platform sokoldalúsága egy hatékony, 60 napos, személyre szabott kezelési tervet tesz lehetővé. A lézer 360 bőrmegújító csomag alkalmazásával látványos eredmények érhetők el az arctájékon, a nyaki, mellkasi területeken és a kézfejekken is.

Bőrfeszítésre az ST (Skin Tightening) közeleli infravörös modult kínáljuk. Ezen eljárás ideálisan kombinálható a villanófényes és/vagy lézeres kezelésekkel. Önmagában alkalmazva is látványos eredményeket produkál 3-6 alkalom után.

Forgalmazza:

Sonarmed Kft.

1119 Budapest, Nándorfejérvári út 31.

+36 (1) 203 75 81 ; www.almalasers.hu; www.sonarmed.hu

